

Ozosmart, přístroj pro ozónovou terapii, je aktivním terapeutickým zdravotnickým přístrojem, který je určen k doplňkové terapii v klinické a ambulantní praxi a je **adekvátní odpovědí na potřeby moderní ozonoterapie.**

Biochemické působení ozonu v organismu zajišťuje podporu prokrvení všech tkání včetně CNS, má baktericidní, fungicidní a virucidní vlastnosti, má imunorestaurační efekt, energetický přínos, podporuje regeneraci.



- mobilní a ergonomicky rozměrově kompaktní řešení
- dotykový 7" displej
- čtečka karet RFID— přihlašování pomocí autorizační karty
- sofistikované řízení průtoku tryskou
- vícejazyčné vedení operátora
- katalytický destruktory ozónu
- komplexní autotest při každém zapnutí přístroje



## Ozsmart poskytuje celé spektrum ozonoterapie:

- Velká autohemoterapie
- Malá autohemoterapie
- Odběr pro rektální / vaginální insuflaci
- Plnění vaků
- Ozonizace kapalin

## Indikace

- Zánětlivá onemocnění (bakteriální, virová a mykotická)
- Ischemické stavy
- Oslabený imunitní systém
- Chronická bolest

### Technické parametry

Název přístroje	Ozsmart
Zdroj napájení	230 V / 50 Hz
Příkon	100 VA
Koncentrace ozónu	1µg / Nml - 80µg
Průtok	0,2 nebo 0,8 l/min. dle režimu
Rozměry (Š x V x T)	380 x 310 x 135 mm
Rozměry kontrolní a blokovací jednotky	150x110x190 mm
Hmotnost základní jednotky	13,6 kg
Kategorie produktu	II b

#### Výrobce:

ZAT a.s.  
K Podlesí 541  
261 01 Příbram

#### Distributor:

MEDIATRADE s.r.o.  
Polična No.34  
75701 Polična Czech Republic  
[www.mediatrade.cz](http://www.mediatrade.cz)

#### Kontaktní osoba:

Adam Frank  
Telefon: +420 737 784 177  
Email: [frank@mediatrade.cz](mailto:frank@mediatrade.cz)

